

EU type certificate



CERTIFICATE No. 20/3647/00/0161

PPE TYPE FILTERING HALF MASK FOR COVID-19 PROTECTION ONLY
REF: MEDIsyntex RM2



AITEX, Notified Body No. 0161 for the application of Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9th March 2016, in which the essential health and safety requirements that Personal Protective Equipment (PPE) must comply with.

CERTIFIES The Company:

Volz Filters SK s.r.o
Československej armády 10121/3
SK-03601 Martin

As a manufacturer

INŠTRUKCIE PRE POUŽÍVANIE

- Filtračná polmaska sa skladá z viacvrstvého nemeniteľného filtračného materiálu, z anatomicky nastaviteľného nosného klipu a elastických gumičiek.
- Táto maska je vyrobená a určená iba na ochranu proti COVID-19 a je určená len na jednorázové použitie.
- Po nasadení masky je potrebné vždy skontrolovať, či maska správne sedí a či tesne prilieha k tvári.
- Vlasy alebo fúzy/brada môžu zapríčiniť nižšiu priľnavosť masky a tým znížiť aj jej ochranný účinok.
- Ak sa vyskytnú závraty, nevoľnosť alebo iné ťažkosti, musí sa maska okamžite prestať používať.
- Masku je potrebné určite vymeniť v prípade, keď je dýchací odpor príliš vysoký, dýchanie je sťažené, maska je vlhká alebo poškodená a vždy po pracovnej zmene.
- Po použití masky alebo v prípade poškodenia masky, masku neskladujte a okamžite ju zlikvidujte.
- Maska sa v žiadnom prípade nesmie opravovať resp. akýmkoľvek spôsobom upravovať.
- Používanie jednej masky viacerými osobami je z hygienických dôvodov neprípustné.
- Nepoužitú masku je potrebné chrániť pred nečistotami, vlhkosťou a inými vplyvmi.
- Vonkajšia strana použitej masky je potenciálne patogénna. Pokiaľ je to možné, nedotýkajte sa jej, aby sa zabránilo kontaminácii rúk.
- Po manipulácii s použitou maskou je potrebné si dôkladne umyť ruky.
- Deti môžu masku používať iba pod dohľadom dospelšej osoby, maska sa neodporúča deťom mladším ako 2,5 roka.
- Po uplynutí doby skladovania sa masky nesmú aplikovať, aj keď sú ešte nepoužité.

OBMEDZENIA PRE POUŽITIE

- Táto filtračná polmaska je vyrobená iba pre ochranu pred COVID-19. Ako požaduje odporúčanie Svetovej zdravotníckej organizácie, pre toto konkrétne použitie je nominálny ochranný faktor daný touto filtračnou polmaskou rovnaký ako nominálny ochranný faktor FFP2 definovaný v norme EN149: 2001 + A1: 2009.

Táto filtračná polmaska nie je filtračnou polmaskou na všeobecné použitie a nesmie sa používať na iné účely ako na ochranu pred COVID-19.

- Nechráni v podmienkach zlej kvality vzduchu, kde podiel kyslíka je <17%.
- Maska nechráni pred plynmi alebo parami a pred aerosólmi na báze oleja. Nepoužívať vo výbušnom prostredí a v zle vetraných priestoroch alebo v priestoroch s nízkym podielom kyslíka, ako sú napr. nádrže.
- Varovanie: Tento výrobok nie je odolný voči ohňu, nepoužívajte ho v priestoroch s otvoreným ohňom.

LIKVIDÁCIA

- Dodržujte regionálne predpisy o likvidácii.
- Použitú masku skladujte vo vzduchotesnom vrecku čo najkratší čas, najmä aby sa zabránilo tvorbe plesní.